




Revisions-Schale mit Pol- und Verschluss-Schrauben		PE Einsatz	PE-Einsatz Antilux	PE Einsatz x-linked	PE Einsatz x-linked Antilux	Keramik Einsatz		
Grösse / Code	Art. Nummer	Kugel-Ø / Code Art. Nr.	Kugel-Ø / Code Art. Nr.	Kugel-Ø / Code Art. Nr.		Kugel-Ø / Code Art. Nr.		Kugel-Ø / Code Art. Nr.
46 / E	321083			32 / E 332002		32 / E 332007		32 / E 120210
48 / E	321084	28 / E 331002	28 / E 331007					
50 / E	321085							
52 / F	321086	32 / F 331003	32 / F 331008	32 / F 332011	36 / F 332003	32 / F 332014	36 / F 332008	36 / F 120380
54 / F	321087							
56 / F	321088							
58 / G	321089	32 / G 331004	32 / G 331009	32 / G 332012	36 / G 332004	32 / G 332015	36 / G 332009	36 / G 120400
60 / G	321090							
62 / H	321091	32 / H 331005	32 / H 331010	32 / H 332013	36 / H 332005	32 / H 332016	36 / H 332010	36 / H 120420
64 / H	321092							
66 / H	321093							
68 / H	321094							
70 / H	321095							

# Pyramid Revisions-Pfanne

3 Bohrungen / zementfrei / Doppelbeschichtung



**Ateosos medical AG**  
Schachenallee 29  
CH-5001 Aarau

CE 1250



Lit.Nr.: 501.E003-A1

Edition: 08/16-DE



www.atesos.ch

## Schale



### Größen:

46, 48, 50, ..., 70




### Schraubenlöcher:

3 zusätzliche Knochen-schrauben

### Beschichtung:

Titan-Plasma &  
Dicalciumphosphat  
Rauigkeit: 20-30µm



### Verschlusschrauben:

Vormontiert  
Hermetischer Verschluss



## Knochenschrauben



	<b>Material</b>	ISO 5832-3 (Ti6Al 4V)
	<b>Gewinde</b>	ø6.5mm selbstschneidend
	<b>Länge</b>	25, 30, 35, 40, 45mm (Weitere Längen auf Anfrage)
	<b>Verpackung</b>	steril

## Zusätzliche Instrumente



### Schraubenmessgerät

- zweiteilig  
- gebogen



### Bohrlehre

Bohrerdurchmesser 3.2mm



### Flexi-Bit Welle

Diverse Bohrereinsätze

### Schraubenhaltezange



### Kardan-Schraubendreher

SW 3.5

