



Kugelköpfe

für Atesos Hüftsystem



Über uns

2009 gegründet, bieten wir als Schweizer Familienunternehmen Produkte und Dienstleistungen für den Hüftgelenkserersatz an. Wir entwickeln und produzieren in der Schweiz und vertreiben weltweit. Dabei ist es uns wichtig, dass wir Ihnen hochwertige Produkte in bester Qualität zur Versorgung Ihrer Patienten anbieten können.

Mehr als 15 Jahre klinischer Erfolg bestätigen das Konzept unserer zementfreien Implantate, speziell entwickelt für die schnelle Osseointegration und frühe Mobilisation.

Zusammen mit unseren Partnern für hochqualitative Keramik-Implantate und Metall-Kugelhöpfe haben wir besonders dauerhafte Gleitpaarungen erarbeitet.

Das Zusammenwirken von grossen Kugelhöpfen und kleinen Pfannendurchmessern ermöglicht eine erhöhte Luxationssicherheit (z.B. Ø 36 mm Kugelhkopf mit Aussendurchmesser 50 mm Pfanne mit Einsatz).

Wir bieten damit die Voraussetzungen für eine rasche und sichere Rehabilitation und für besonders langlebige Versorgungen an.



Paarungen Einsätze – Kugelhöpfe


Das Atesos Hüftsystem erlaubt die Kombination von unterschiedlichen Artikulationskonzepten, je nach Anforderungen des individuellen Patienten:

	ELEC®plus Einsatz	PE x-link Einsatz
ELEC®plus Kugelhkopf	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Metall Kugelhkopf	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Halslängen




		ø22mm	ø28mm	ø32mm	ø36mm
Keramik	S	-	-3.5	-4	-4
	M	-	0	0	0
	L	-	+3.5	+4	+4
	XL	-	+7 *)	+7	+8
Metall	S	-	-3.5	-2.5	-
	M	0	0	0	-
	L	+4	+3.5	+4	-
	XL	-	+7	+8	-

*) nur als Revisionkopf erhältlich




Keramik Kugelkopf ELEC® plus¹⁾

Zirkonoxid verstärkte Aluminiumoxid-Keramik (ISO 6474-2)

	Ø aussen	Gr.	Art. Nr.
	28	S	110230
	28	M	110240
	28	L	110250
	32	S	110260
	32	M	110270
	32	L	110280
	32	XL	110291
	36	S	110300
	36	M	110310
	36	L	110320
	36	XL	110330


Metall Kugelkopf²⁾

CoCrMo (ISO 5832-12)

	Ø aussen	Gr.	Art. Nr.
	22	M	177.02.22
	22	L	177.03.22
	28	S	188.01.28
	28	M	188.02.28
	28	L	188.03.28
	28	XL	188.04.28
	32	S	189.01.32
	32	M	189.02.32
	32	L	189.03.32
	32	XL	189.04.32


Revisionskopf ELEC® plus (mit Titanhülse)¹⁾

Zirkonoxid verstärkte Aluminiumoxid- Keramik (ISO 6474-2)
Titanhülse (ISO 5832-3)

	Ø aussen	Gr.	Art. Nr.
	28	S	160000
	28	M	160010
	28	L	160020
	28	XL	160030
	32	S	160040
	32	M	160050
	32	L	160060
	32	XL	160070
	36	S	160080
	36	M	160090
	36	L	160100
	36	XL	160110

Bipolarkopf²⁾

CoCrMo (ISO 5832-12)
UHMW-PE (ISO 5834-2)


	Ø aussen	Ø innen	Art. Nr.
	42	22	138.22.42
	44	28	138.28.44
	46	28	138.28.46
	48	28	138.28.48
	50	28	138.28.50
	52	28	138.28.52
	54	28	138.28.54
	56	28	138.28.56
	58	28	138.28.58
	60	28	138.28.60
	62	28	138.28.62

1) Hersteller: HiPer Medical AG, Oberkrämer, Deutschland
2) Hersteller: Sterncup Medical Products AG, Zürich, Schweiz

Hauptsitz
Ateos medical AG
Schachenallee 29
5000 Aarau
Schweiz

+41 62 823 15 15

info@atesos.ch
<https://atesos.ch>



Lit.Nr. 506.E001-B2
Ed. 10/2024